

VEJLEDNING TIL ANNIEWHERE FOR INSTRUKTØRER

Her er en vejledning til, hvordan dine deltagere kan prøve at give hjertemassage derhjemme, og du som instruktører kan give feedback med Laerdals app AnnieWhere.

FØR ONLINE UNDERVISNING:

1. Opret bruger: På <u>https://anniewhere.laerdal.com/</u> ved at trykke på knappen 'Sign up free' og herefter på 'Create new account'.

Kaerdal Anniewhere		Plans and pricings	Sign in Sign up	free
③ Sign up for our free plan and get unlimited numb	er of learners until December 31, 2020.			
Provide CPR training fr anywhere Anniewhere is a web solution that enables to teach CPR skills remotely and in classro Learners join the classroom through the O classroom app providing real-time object to be the tweetor and learner. Sign up free	Sign in to your account Access all services with your Laerdal account Email address e.g. annie@laerdal.com * Password Enter your password * www Remember me @ Sign in Forgot password? Create new account			

 Opret klasserum: Når du er logget ind, kan du oprette et klasserum ved at trykke på knappen 'Start a class'. På skærmen kommer en 'Clasroom code' frem. Den skal du sætte ind i din præsentation, så du kan dele den med dine deltagere.



Classroom code







3. Bed dine deltagere om at downloade **QCPR Classroom** app'en, hvis de ikke har gjort dette allerede.

UNDER DEN ONLINE UNDERVISNING:

Det kan være en fordel at have to skærme til rådighed:

- En skærm til at følge med i Zoom-mødet, og hvis deltagerne har kommentarer.
- En til skærm til at navigere i AnnieWhere-klasserummet.

1. Få deltagerne ind i klasserummet:

 For at få deltagerne ind klasserummet, skal du have en browser åben med klasserummet. Bed deltagerne om at indtaste koden i deres QCPR Classroom app. Når du kan se alle deltagernes navne i rummet, trykker du 'Continue' nederst i venstre hjørne.

2. Start træningssessionen:

- Deltagerne kan nu starte med at give hjertemassage på deres pude, dukke eller lignende. Efter de har trænet lidt, tæller du ned og trykker 'Start'.
- Når deltagerne har givet hjertemassage i et minut (du bestemmer tiden), trykker du 'Stop'. Vi anbefaler ikke mere end 60 sekunder ad gangen.

	—
Training mode	
Compressions only -	
Participants	
Karen	

3. Giv deltagerne feedback:

• Undervejs og efter sessionen kan du give deltagerne feedback på deres hjertemassage. Du kan se på din skærm, hvordan hver enkelt deltager klarer sig.

AnnieWhere giver tre typer feedback, når deltagerne træner på en pude el lign.:





